

# Akční nabídka pro ordinace

Platnost  
do 31.5. 2020

Exkluzivně od

**HENRY SCHEIN®**  
DENTAL

## GC Gradia Direct

**'GC'**



Anterior, 4 g  
GCE0033x  
Posterior, 4,7 g  
GCE0034x  
Direct X, 5 g  
GCE0034x

~~1 720 Kč~~  
**960 Kč**

## Leptací gel Jumbo 40%

40% leptací gel s kyselinou fosforečnou s optimálními tixotropními vlastnostmi.

Balení 60 g.



1025823

~~1 113 Kč~~  
**946 Kč**

## Kelímky • balení 3 000 ks



MODRÉ 9006532  
ŽLUTÉ 9006533  
ZELENÉ 9006534  
BÍLÉ 9006535  
ORANŽOVÉ 9006536  
RŮŽOVÉ 9008845  
FIALOVÉ 9008846  
LIMETKA 9883011  
STŘÍBRNÉ 9883581

Cena za 1 ks: 0,43 Kč

~~1 580 Kč~~  
**1 290 Kč**

## Dri-Gard

Dvouvrstvé bryndáčky  
• 500 ks, různé barvy




bílé 9001030  
světlemodré 9001031  
zelené 9001032  
růžové 9001033  
aqua-  
modrozelená 9001034  
broskvové 9001036  
lila 9001038  
žluté 9001039  
tmavomodré 9001402  
tyrkysové 9883144  
oranžové 9002940  
limetkové 9882021

~~567 Kč~~  
**454 Kč**

## Savky

• ohebné  
s vodícím  
drátem  
• 100 ks



limetka 13 cm 9883115  
modré 13 cm 9883110  
oranžové 13 cm 9883114  
zelené 13 cm 9883112  
žluté 13 cm 9883111  
červené 13 cm 9883113  
bílé 15 cm 9883109  
transp. 15 cm 9883108

~~90 Kč~~  
**65 Kč**

## Ručníky

• papírové 2 vrstvé ručníky bílé  
• rozměr 25 x 23 cm  
• 3 200 ks cikcak skládané



9003325

~~908 Kč~~  
**770 Kč**

## TEPE mezizubní kartáčky

Kartáčky pro čištění mezizubních prostor  
• Balení 8 ks nebo 25 ks

**TePe**



Original 8 ks  
X-soft 8 ks

~~135 Kč~~  
**105 Kč**

Original 25 ks  
X-soft 25 ks

~~364 Kč~~  
**308 Kč**

## TEPE Angle mezizubní kartáčky

**TePe**

• jednoduchý na použití  
• dlouhá plochá rukojeť  
• Balení 6 ks nebo 25 ks



6 ks

~~128 Kč~~  
**115 Kč**

25 ks

~~485 Kč~~  
**437 Kč**

## NOVINKA

### ProMedilux UV-C

germicidní zářič uzavřený

- Přístroj je určený pro provoz za přítomnosti osob

**ProMedilux UV-C ničí všechny mikroorganismy ve vzduchu jako jsou bakterie, plísně, kvasinky a viry včetně KORONAVIRU!**

Používá se na dezinfekci vnitřních prostor např. v nemocnicích, lékárnách, ambulancích lékařů, kancelářích a dalších prostorách s větší koncentrací osob.



12 100 Kč

- Velmi nízká hlučnost < 22dB
- Nízká spotřeba < 55W
- Výkon UV-C zdroje 48W
- Průtok vzduchu 57 m<sup>3</sup>/hod. (to znamená, že v místnosti o rozměrech cca 4,5m x 5m x 2,5 se kompletně dezinfikuje vzduch 1x za každou hodinu)

**STOP COVID-19**



## KaVo EXPERT SERIES

Vynikající poměr kvality a ceny

- Povrch EXPERTgrip, keramická ložiska, výměnný vodní mikrofiltr,
- 25000 Lux svícení a retenční síla kleštiny 30N dělají z těchto násadců špičku na trhu
- Díky tradičně kvalitnímu zpracování je životnost těchto násadců extrémně dlouhá



Platí do vyprodání skladových zásob.

- EXPERTmatic LUX E25L**  
 červené kolénko 1:5, světelné  
 KAV1.007.5550 ~~30.975 Kč~~ **19 990 Kč**
- EXPERTmatic LUX E20L**  
 modré kolénko 1:1, světelné  
 KAV1.007.5540 ~~22.742 Kč~~ **14 690 Kč**
- EXPERTtorque LUX E680L**  
 turbínka světelná  
 KAV1.006.8700 ~~28.027 Kč~~ **17 990 Kč**

## Dentsply Sirona T2 LINE

Řada T2 je robustní řada přímých a kolénkových násadců v komfortní třídě



- Titanové pouzdro, keramická ložiska, tlačítkové upínání
- V případě rychloběžného kolénka a turbíny 4-bodový sprej u ostatních 1-bodový



- AH40L**  
 rovný násadec 1:1 SIR6376201 ~~21.344 Kč~~ **9 870 Kč**
- A40L**  
 kolénko 1:1 SIR6376185 ~~26.765 Kč~~ **11 950 Kč**
- A200L**  
 kolénko 1:5 SIR6376177 ~~36.082 Kč~~ **13 890 Kč**
- T2 Boost**  
 turbínka SIR6386655 ~~39.792 Kč~~ **18 990 Kč**

## BA Optima U-Mix



Míchačka kapslovaných materiálů

- Dotykový panel a LCD displej
- Programovatelné míchací časy s pamětí
- Tichý a stabilní provoz
- Snadná obsluha
- Robustní držák kapslí
- Bezpečnostní vypínač otevření krytu
- Počet kmitů: 4500 rpm



BAIBASE800 ~~10.100 Kč~~ **8 080 Kč**

## BA OPTIMA 10 LED



Výkonná polymerizační lampa

- Intenzita 1200mw/cm,
- Spektrum: 420 – 480 nm
- 3 programy: plný výkon / rostoucí výkon / pulsy
- Snadno vyměnitelná Li-On baterie bez paměťového efektu
- Kovové tělo lampy
- Nízká hmotnost



- Černá BAIBASES10
- Modrá BAIBASES20
- Červená BAIBASES30
- Zelená BAIBASES40
- Stříbrná BAIBASES50
- Růžová BAIBASES60

~~9.950 Kč~~  
**6 965 Kč**

## NOVINKA

### WOODPECKER B-Cure



Polymerační lampa

- Široký rozsah vlnové délky: 385- 515 nm
- Výstupní výkon: Turbo/ Ortho: 1.800-2.000 mw/cm<sup>2</sup> Normal, Soft, Pulse: 1.000-1.200 mw/cm<sup>2</sup>
- 4 pracovní režimy
- Vysokokapacitní baterie až 300 použití při 10s módu
- Konstantní intenzita světla (nezávislá na úrovni nabití baterie)
- Záruka 24 měsíců



GUIBCURE

Zaváděcí cena  
**8 490 Kč**